

**Matraces aforados Nalgene, PMP, PP**

Thermo Scientific

**Matraces aforados Nalgene™, PMP, PP**

Modelo 4000 PP. Modelo 4001 PMP.

Con cierre roscado de PP. Misma exactitud que los matraces de vidrio (clase B).

Cada matraz aforado est calibrado gravimétricamente en "In" y "Ex" a 20°C.

Marcas anulares duraderas en color. Vaciado seguro. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG07048618	Nalgene Volumetric Flask, PP, 200 ml	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

