



## Accesorios y recambios para columnas EC

### Accesorios y recambios para columnas EC

Sistema de columnas analítico de acero fino, rosca exterior M 8 en ambos extremos. Combinación de elementos de sellado y malla de acero muy fina, anillo de sellado de PTFE y adaptador Cabezales de columna SW 12 con roscas interiores M8 x 0,75 y UNF 10-32, como columnas "built-in" utilizan cartuchos de columna ChromCart® con longitud de 8mm que se conectan al adaptador de columna EC, envasado con gel de sílice NUCLEODUR®.



Code	Description	Packaging
LLG04002178	End cap 1/16, plastic (blue) pack	4 pz.
LLG04002179	Nut 1/16 with bore suitable for 1	5 pz.
LLG04002180	"Ferrule 1/16"" suitable for 1/16"" capi	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

