

Espátula cuchara doble desechable LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Bürkle

Espátula cuchara doble desechable LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Blanca. Espátula de doble cuchara con extremos redondeados. Contenido 1,0 y 0,25 ml, anchura de la espátula 11 mm por un lado y 5,7 por el otro. La microespátula puede utilizarse para muestrear, transferir o procesar pequeñas cantidades de productos químicos, polvos, granulados, pastas, cremas o líquidos. El mango central, robusto y cómodo, facilita un trabajo preciso.

-SteriPlast[®]: Envasada individualmente, adicionalmente esterilizada con rayos gamma

-Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)

-De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284545	LaboPlast micro spatula, PS,spatula 1.0	100 pz.
LLG06284546	LaboPlast micro spatula, PS,spatula 1.0	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

