

Espátula cuchara doble desechable LaboPlast<sup>®</sup>/ SteriPlast<sup>®</sup>, PS

Bürkle

**Espátula cuchara doble desechable LaboPlast<sup>®</sup>/ SteriPlast<sup>®</sup>, PS**

Blanca. Espátula de doble cuchara con extremos redondeados. Contenido 1,0 y 0,25 ml, anchura de la espátula 11 mm por un lado y 5,7 por el otro. La microespátula puede utilizarse para muestrear, transferir o procesar pequeñas cantidades de productos químicos, polvos, granulados, pastas, cremas o líquidos. El mango central, robusto y cómodo, facilita un trabajo preciso.

- SteriPlast<sup>®</sup>: Envasada individualmente, adicionalmente esterilizada con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284545	LaboPlast micro spatula, PS,spatula 1.0	100 pz.
LLG06284546	LaboPlast micro spatula, PS,spatula 1.0	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

