

**Gafas de seguridad panorámicas 2890 y 2890SA****3M Deutschland****Gafas de seguridad panorámicas 2890 y 2890SA**

Las gafas de seguridad 3M™ 2890 y 2890SA son gafas panorámicas clásicas, con un diseño moderno y delgado. Disponen de lentes antivaho de acetato, que ofrecen una protección fiable y una visión optimizada. La banda ancha, cómoda y ajustable, las articulaciones laterales variables y las ranuras permiten que la 3M™ 2890 y 2890SA se puedan llevar sobre gafas graduadas, y son ideales para su uso en muchas aplicaciones de laboratorio. Se pueden usar con la serie de medias máscaras 3M™ 4000 para una protección facial completa.

- Adecuadas para llevar encima de gafas graduadas
- Tipo 2890 con ventilación indirecta
- Tipo 2890SA sin ventilación, estancas al gas
- Protección contra gases y polvos finos
- Excelente resistencia química
- Protección UV
- EN 166



Code	Description	Packaging
LLG06235920	Protecting glasses AF/UV disc: acetate	1 pz.
LLG06266909	Protecting glasses AS/AF/UV disc: aceta	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

