

**Sistema de digestión por infrarrojos con ajuste manual InKjel M****Behr****Sistema de digestión por infrarrojos con ajuste manual InKjel M**

Sistema de digestión rápida con control de energía ajustable manualmente y calentamiento directo de las muestras a través de radiadores de cuarzo de alta calidad (1500W).

-Los radiadores de cuarzo infrarrojos alcanzan su punto máximo a 830°C en 1 min.

Calentamiento especialmente uniforme en todas las posiciones de las muestras
Todos los sistemas InKjel están equipados completamente con consolas multinivel, unidad de extracción de humos, bandeja de muestras y recipientes de digestión de vidrio.

Configuraciones disponibles:

- 6 recipientes de muestra de 250 ml
- 12 recipientes de muestra de 100ml
- 12 recipientes de muestra de 250 ml
- 4 recipientes de muestra de 500ml
- 4 recipientes de muestra de 750ml



Code	Description	Packaging
LLG09843757	Rapid infrared digestion unit InKjel 12	1 pz.
LLG09843768	Infrared rapid sample digestor InKjel 4	1 pz.
LLG09843769	Infrared rapid sample digestor InKjel 4	1 pz.
LLG09843770	Infrared rapid sample digestor withmanu	1 pz.
LLG09843771	Infrared rapid sample digestor withmanu	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

