



Soporte para conos de sedimentación Imhoff

Soporte para conos de sedimentación Imhoff

El soporte para embudos de sedimentación se utiliza para sostener, almacenar o mantener los embudos de Imhoff de forma segura y fiable durante la sedimentación. Permite que los embudos Imhoff se coloquen en posición vertical. Apto para embudos de 90 mm de diámetro o más. Al disponer de imanes, no es necesario utilizar tornillos de sujeción. Se puede ajustar de forma sencilla y flexible con una sola mano la altura del soporte del embudo. Con el accesorio correspondiente, pueden convertirse en cualquier soportes para embudos de uso múltiple.

- PP, acero cromado
- Altura ajustable hasta 450 mm
- Para embudos de Ø 90 mm o más



Code	Description	Packaging
LLG06201027	Imhoff cone rack 300x220x450 mm stain/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

