



Soporte para conos de sedimentación Imhoff

Soporte para conos de sedimentación Imhoff

El soporte para embudos de sedimentación se utiliza para sostener, almacenar o mantener los embudos de Imhoff de forma segura y fiable durante la sedimentación. Permite que los embudos Imhoff se coloquen en posición vertical. Apto para embudos de 90 mm de diámetro o más. Al disponer de imanes, no es necesario utilizar tornillos de sujeción. Se puede ajustar de forma sencilla y flexible con una sola mano la altura del soporte del embudo. Con el accesorio correspondiente, pueden convertirse en cualquier soportes para embudos de uso múltiple.

-PP, acero cromado

-Altura ajustable hasta 450 mm

-Para embudos de Ø 90 mm o más



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06201027 | Imhoff cone rack 300x220x450 mm stain/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

