

**Probetas, de PMP, clase B, graduación en azul****Kartell****Probetas, de PMP, clase B, graduación en azul**

Forma alta, con pico, alta claridad. Conforme a ISO 6706 - 1981 (E). Calibradas para contener (TC, In). Aceptan la exposición a temperaturas de hasta 121 °C, (autoclave), sin penalizar los límites de tolerancia. Se recomienda una temperatura de limpieza inferior a 60 ° C para conservar las marcas e inscripciones. Adecuado para alimentos.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09274770 | Measuring cylinder 10 ml, tall formblue | 1 pz. |
| LLG09274771 | Measuring cylinder 25 ml, tall formblue | 1 pz. |
| LLG09274772 | Measuring cylinder 50 ml, tall formblue | 1 pz. |
| LLG09274773 | Measuring cylinder 100 ml, tall formblu | 1 pz. |
| LLG09274774 | Measuring cylinder 250 ml, tall formblu | 1 pz. |
| LLG09274775 | Measuring cylinder 500 ml, tall formblu | 1 pz. |
| LLG09274777 | Measuring cylinder 2000 ml, tall formbl | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

