

**Probetas, de PMP, clase B, graduación en azul****Kartell****Probetas, de PMP, clase B, graduación en azul**

Forma alta, con pico, alta claridad. Conforme a ISO 6706 - 1981 (E). Calibradas para contener (TC, In). Aceptan la exposición a temperaturas de hasta 121 °C, (autoclave), sin penalizar los límites de tolerancia. Se recomienda una temperatura de limpieza inferior a 60 ° C para conservar las marcas e inscripciones. Adecuado para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG09274770	Measuring cylinder 10 ml, tall formblue	1 pz.
LLG09274771	Measuring cylinder 25 ml, tall formblue	1 pz.
LLG09274772	Measuring cylinder 50 ml, tall formblue	1 pz.
LLG09274773	Measuring cylinder 100 ml, tall formblu	1 pz.
LLG09274774	Measuring cylinder 250 ml, tall formblu	1 pz.
LLG09274775	Measuring cylinder 500 ml, tall formblu	1 pz.
LLG09274777	Measuring cylinder 2000 ml, tall formbl	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

