



Herramientas de encapsulado ND8/ND11/ND13/ND20 LLG

LLG Labware

Herramientas de encapsulado ND8/ND11/ND13/ND20 LLG

Herramientas de encapsulado de acero inoxidable ND11, ND13, ND20 para uso en salas blancas disponibles bajo pedido.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04008266 | LLG-Manual hand crimperheight adjustabl | 1 pz |
| LLG04008278 | LLG-Manual hand crimperheight adjustabl | 1 pz |
| LLG09003470 | LLG-Ampule crimperfor 8 mm aluminium ca | 1 pz |
| LLG09003471 | LLG-Ampule crimperfor 11 mm aluminium c | 1 pz |
| LLG09003473 | LLG-Ampule crimperfor 13 mm aluminium c | 1 pz |
| LLG09003475 | LLG-Ampule crimperfor 20 mm aluminium c | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

