



**Herramientas de encapsulado ND8/ND11/ND13/ND20 LLG**

**LLG Labware**

**Herramientas de encapsulado ND8/ND11/ND13/ND20 LLG**

Herramientas de encapsulado de acero inoxidable ND11, ND13, ND20 para uso en salas blancas disponibles bajo pedido.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04008266 | LLG-Manual hand crimperheight adjustabl | 1 pz      |
| LLG04008278 | LLG-Manual hand crimperheight adjustabl | 1 pz      |
| LLG09003470 | LLG-Ampule crimperfor 8 mm aluminium ca | 1 pz      |
| LLG09003471 | LLG-Ampule crimperfor 11 mm aluminium c | 1 pz      |
| LLG09003473 | LLG-Ampule crimperfor 13 mm aluminium c | 1 pz      |
| LLG09003475 | LLG-Ampule crimperfor 20 mm aluminium c | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

