

**Cajas de almacenamiento LLG, PP****LLG Labware****Cajas de almacenamiento LLG, PP**

* Con código alfanumérico en el borde y en la base de cada cavidad. Adecuadas para su almacenamiento en nevera.



Code	Description	Packaging
LLG09405750	LLG-Storage box, PP, bluefor 1.5ml (1.8	1 pz.
LLG09405751	LLG-Storage box, PP, orangefor 1.5ml (1	1 pz.
LLG09405753	LLG-Storage box, PP, yellowfor 1.5ml (1	1 pz.
LLG09405754	LLG-Storage box, PP, greenfor 1.5ml (1.	1 pz.
LLG09405756	LLG-Storage box, PP, redfor 4ml vials o	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

