



Cajas de almacenamiento LLG, PP

LLG Labware

**Cajas de almacenamiento LLG, PP**

\* Con código alfanumérico en el borde y en la base de cada cavidad. Adecuadas para su almacenamiento en nevera.



Code	Description	Packaging
LLG09405750	LLG-Storage box, PP, bluefor 1.5ml (1.8	1 pz.
LLG09405751	LLG-Storage box, PP, orangefor 1.5ml (1	1 pz.
LLG09405753	LLG-Storage box, PP, yellowfor 1.5ml (1	1 pz.
LLG09405754	LLG-Storage box, PP, greenfor 1.5ml (1.	1 pz.
LLG09405756	LLG-Storage box, PP, redfor 4ml vials o	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

