



Tapones de aluminio para encapsulado ND13, ensamblados y tapones vacíos para encapsulado ND13 LLG

LLG Labware

Tapones de aluminio para encapsulado ND13, ensamblados y tapones vacíos para encapsulado ND13 LLG



Code	Description	Packaging
LLG06801727	LLG-Aluminium crimp cap N 13, silve/100	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

