

**Baños de ultrasonidos SONOREX DIGITEC DT...F - Equipo básico****Bandelin****Baños de ultrasonidos SONOREX DIGITEC DT...F - Equipo básico**

Baños ultrasónicos planos con desgasificación rápida y para la preparación de muestras

- Preparación de muestras en frascos de laboratorio
- Desgasificación rápida de las muestras con sólo pulsar un botón
- Homogeneización
- La misma densidad de potencia en todos los baños de ultrasonidos
- Reproducibilidad de los resultados en los diferentes tamaños de baño
- Sonicación uniforme de las muestras, independientemente del tamaño y la disposición de los frascos

**Material de suministro:**

**DT 510 F:** soporte para frascos GL 510 F y 250 ml Tickopur R 33

**DT 1028 F:** 2 soportes para frascos GL 510 F y 250 ml Tickopur R 33

Para la fijación de los matraces de laboratorio se necesitan abrazaderas de resorte EK o soportes de matraces ZF.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

