



Viales con tapón a presión ND18 y ND22 LLG, sin tapón

LLG Labware

Viales con tapón a presión ND18 y ND22 LLG, sin tapón



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06803717 | LLG-Snap Cap Vial N 18, 10mlO.D.: 2/100 | 100 pz |
| LLG07051404 | LLG-Snap Cap Vial N 18, 5mlO.D.: 20/100 | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

