

**Extracción en caliente según Randall****Behr****Extracción en caliente según Randall**

Aparatos manuales para la extracción en caliente según Randall. Para una extracción más rápida que la convencional de Soxhlet, que incluye 1 equipo de cartuchos de extracción, de 100 ml.

-Seguridad óptima gracias a unidades de extracción enroscadas

Unidades de extracción para varios lugares:

-Cada cartucho de extracción se desplaza con la muestra por separado

-El usuario puede sumergir todos los cartuchos de extracción con una palanca en un molde térmico o elevarlos

-Cada zona de calentamiento con regulación de la temperatura aparte

Especificaciones

Dimensiones (Alt x An x L, cm) aprox. 81 x 55 x 63

Peso en kg: aprox. 32

Voltaje: 230 VAC / 50 Hz

Potencia: máx. 1500 W



Code	Description	Packaging
LLG09843926	Extraction thimbles EX 75 HSfitting /25	25 pz.
LLG09843927	Reaction tubes EB 7575ml, for E 4	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

