

**Homogenizadores objetivos generales, vidrio de borosilicato****GPE****Homogenizadores objetivos generales, vidrio de borosilicato**

- Morteros de vidrio de borosilicato de alta calidad con una capacidad variable entre 5,0 y 55 ml
- mano de mortero de vidrio de borosilicato
- Todas las piezas son totalmente esterilizables en autoclave

Intervalo de molienda mano de mortero y mortero: 0,152 a 0,254 mm



Code	Description	Packaging
LLG06264837	General Purpose Homogeniser 5ml borosil	1 pz.
LLG06264838	General Purpose Homogeniser 10ml borosi	1 pz.
LLG06264839	General Purpose Homogeniser 15ml borosi	1 pz.
LLG06264840	General Purpose Homogeniser 30ml borosi	1 pz.
LLG06264841	General Purpose Homogeniser 55ml borosi	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

