

**Homogenizadores Potter-elvehjem, vidrio de borosilicato****GPE****Homogenizadores Potter-elvehjem, vidrio de borosilicato**

- Los homogenizadores Potter-elvehjem se han diseñado para trabajar con tejido blando
- Morteros de vidrio de borosilicato de alta calidad con una capacidad variable entre 5,0 y 55 ml
- Varilla de acero inoxidable que se utilizará con un motor eléctrico
- Mango de acero inoxidable opcional para la molienda manual
- Todas las piezas son totalmente esterilizables en autoclave

Intervalo de molienda mano de mortero y mortero: 0,076 a 0,126 mm



Code	Description	Packaging
LLG06264842	Homogeniser Potter-Elvehjem 5ml chamber	1 pz.
LLG06264843	Homogeniser Potter-Elvehjem 10ml chambe	1 pz.
LLG06264844	Homogeniser Potter-Elvehjem 15ml chambe	1 pz.
LLG06264845	Homogeniser Potter-Elvehjem 30ml chambe	1 pz.
LLG06264846	Homogeniser Potter-Elvehjem 55ml chambe	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

