

**Baños de circulación CORIO CD****JULABO****Baños de circulación CORIO™ CD**

Termostatos de calefacción CORIO™ CD para aplicaciones de temperatura interna y externa con baños de acero inoxidable para temperaturas de trabajo de 20 °C a 150 °C. Los termostatos de circulación de calefacción CORIO™ cuentan con tecnología profesional para aplicaciones exigentes. Estas unidades facilitan el control de la temperatura interna en el tanque del baño o el control de aplicaciones conectadas externamente.

- Para aplicaciones internas y externas
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer
- Muy silenciosos
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa
- Conexión USB
- Tanques de baño de alta calidad hechos de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje
- Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento

Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 150 °C

Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,03$  °C

Capacidad de calefacción: 2 kW

Caudal: 15 l/min

Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04658004	Heating Circulator CORIO CD-BC4	1 pz.
LLG04658005	Heating Circulator CORIO CD-BC6	1 pz.
LLG04658006	Heating Circulator CORIO CD-BC12	1 pz.
LLG04658007	Heating Circulator CORIO CD-BC26	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

