

**Baños de circulación CORIO CD****JULABO****Baños de circulación CORIO™ CD**

Termostatos de calefacción CORIO™ CD para aplicaciones de temperatura interna y externa con baños de acero inoxidable para temperaturas de trabajo de 20 °C a 150 °C. Los termostatos de circulación de calefacción CORIO™ cuentan con tecnología profesional para aplicaciones exigentes. Estas unidades facilitan el control de la temperatura interna en el tanque del baño o el control de aplicaciones conectadas externamente.

- Para aplicaciones internas y externas
 - Pantalla brillante, blanca y fácil de leer
 - Muy silenciosos
 - Cambio de bomba entre la circulación interna y externa
 - Conexión USB
 - Tanques de baño de alta calidad hechos de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje
 - Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento
- Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 150 °C
Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 15 l/min
Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04658004	Heating Circulator CORIO CD-BC4	1 pz.
LLG04658005	Heating Circulator CORIO CD-BC6	1 pz.
LLG04658006	Heating Circulator CORIO CD-BC12	1 pz.
LLG04658007	Heating Circulator CORIO CD-BC26	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

