

**Auxiliar de pipeteado pipetus®****Hirschmann****Auxiliar de pipeteado pipetus®**

El pipetus® es ergonómicamente sofisticado en cada detalle a pesar de la tecnología más moderna, potente y ligera. Para pipetas graduadas, volumétricas y pasteur de 0,1 ml a 200 ml. Sin recarga puede funcionar hasta una semana.

La pantalla a color muestra los valores predeterminados seleccionados (velocidad) y la capacidad actual de la batería.

-La carga inductiva automática en la estación de aparcamiento garantiza una disponibilidad constante

-Pipeteado controlado con sólo pulsar un botón

-Interruptor EX/Blow out para un funcionamiento preciso

-Tecla de velocidad para 5 velocidades de funcionamiento

-Sin efecto memoria por microcontrolador insertado

-Pantalla a color clara con pantalla permanente

-Ajuste óptimo del menisco gracias a la técnica de válvula sensible

-Válvula de alivio estándar contra la penetración de líquido

-Diseño ergonómico para un pipeteado en serie sin fatiga

-Fuente de alimentación 100-240 V, con enchufes EU, UK, US

**Material de suministro:**

Pipetus® completo con cargador de red y soporte de carga inductivo, pantalla a color con indicador de nivel de batería, 2 filtros redondos adicionales de PTFE, válvula de seguridad adicional y soporte de pared.



Code	Description	Packaging
LLG09283958	pipetus®-accu0.1 - 200 ml with charger	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

