


**Sistema de envasado para Icecatch<sup>®</sup>-Solid Insulated , EPS****Icecatch****Sistema de envasado para Icecatch<sup>®</sup>-Solid Insulated , EPS**

El envase es una caja aislante especial de estiropor (EPS) que en combinación con el elemento refrigerante Icecatch<sup>®</sup>-Solid Insulated (art. nr. 9.695 007) es ideal para el transporte entre 2 y 8°C de productos farmacéuticos y alimenticios.

Las estructura modular de las cajas facilita un apilamiento específico con elementos refrigerantes. Mediante un formato único de los elementos refrigerantes el proceso de envasado es más seguro y eficaz. No es necesario ningún acondicionamiento previo de los elementos refrigerantes.

Manejo simple:

- no descongelar
- ningún elemento adicional de aislamiento como por ejemplo, placas EPS, paneles de vacío o perfil de cámara hueca
- los elementos refrigerantes se asientan firmemente en la caja



Code	Description	Packaging
LLG09695020	Icecatch® System packaging 15 ltr./22 l	1 pz
LLG09695023	Icecatch® System packaging 333 ltr. Sty	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

