



## Tituladores TitroLine 7750®

SI Analytics

### Tituladores TitroLine 7750®

TitroLine® 7750 es el dispositivo polifacético tanto para la titulación potenciométrica como para la titulación KF volumétrica. El TitroLine® 7750 combina las propiedades del titulador potenciométrico TitroLine® 7000 y el titulador volumétrico Karl Fischer TitroLine® 7500.

El nuevo TitroLine® 7750 se caracteriza por lo siguiente:

- Pantalla de color total altamente visible, que se puede visualizar fácilmente desde una distancia y ángulos extremos
- Con los nuevos módulos intercambiables se pueden almacenar datos y reactivos relevantes
- Evolutivo y personalizable gracias a los tres puertos USB y a los dos RS232. Son conectables, por ejemplo, el teclado del USB, la impresora, lector del código de barras, los discos duros de USB, balanzas, PC y otros dispositivos SI Analytics como las buretas de pistón y los cambiadores de muestras.
- Almacenamiento de resultados usando un puerto USB y un puerto LAN(formato PDF y CSV) que incluye la transferencia del método
- Con métodos estándar para la titulación potenciométrica y de KF

### Entregado con:

**TL 7750:** unidad básica sin agitador magnético, con varilla TZ 1510, pinza de titulación Z 305, teclado TZ 3835 y voltaje de alimentación 100-240 V

**TL 7750-M1:** como TL 7750, y además con agitador magnético TM 235

**TL 7750-TitriSoft:** como TL 7750-M1, y además con TitriSoft 3.0 (TZ 3071)

**TL 7750 KF 05:** unidad de titulación, unidad de intercambio WA 05, soporte de titulación TM 235 KF con agitador integrado y bomba, vaso de titulación TZ 1770, electrodo de platino micro doble KF 1100 y kit de puesta en marcha, voltaje de alimentación 100-240 V

**TL 7750 KF 10:** como TL 7750 KF 05, solo con unidad de intercambio WA 10

**TL 7750 KF 20:** como TL 7750 KF 05, solo con unidad de intercambio WA 20



Code	Description	Packaging
LLG06258235	TitroLine® TL 7750-M1 basic unit with m	1 pz.
LLG07981381	Titrator module TL 7750 KF 10 main supp	1 pz.
LLG09863176	TitroLine® TL 7750 basic unit without m	1 pz.
LLG09863177	TitroLine® TL 7750-TitriSoft basic unit	1 pz.
LLG09863178	Titrator module TL 7750 KF 05 main supp	1 pz.
LLG09863179	Titrator module TL 7750 KF 20 main supp	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

