



Baños termostáticos refrigerados CORIO CD

Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CD

Termostatos de calefacción CORIO™ CD para aplicaciones de temperatura interna y externa con baños de acero inoxidable para temperaturas de trabajo de -40 °C a 150 °C. Los termostatos de circulación de calefacción CORIO™ cuentan con tecnología profesional para aplicaciones exigentes. Estas unidades facilitan el control de la temperatura interna en el tanque del baño o el control de aplicaciones conectadas externamente.

- Para aplicaciones internas y externas
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa
- Conexiones de la bomba externa (M16x1)
- Conexión USB
- Tanques de baño de alta calidad hechos de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje
- Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento
- Rejilla de ventilación extraíble
- Máquinas de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

Especificaciones

Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C

Capacidad de calefacción: 2 kW

Caudal: 15 l/min

Presión: 0,35 bar



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04658008 | Refrigerated/Heating Circulator CORIO CD | 1 pz. |
| LLG04658009 | Refrigerated/Heating Circulator CORIO CD | 1 pz. |
| LLG04658010 | Refrigerated/Heating Circulator CORIO CD | 1 pz. |
| LLG04658011 | Refrigerated/Heating Circulator CORIO CD | 1 pz. |
| LLG06283539 | Refrigerated/Heating Circulator CORIO CD | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

