

**Sistemas compactos de extracción completos, con calefacción****Behr****Sistemas compactos de extracción completos, con calefacción**

Sistemas de extracción completos y compactos con soporte, módulo de calentamiento, montaje, mangueras y material de vidrio (matraz de reacción de fondo redondo, extractor, condensador Dimroth para la extracción). Regulación de calefacción infinitamente variable.

- Práctico soporte para sujetar los condensadores de forma segura entre extracciones.
- Tamaños de extractores de 30 ml a 5000 ml
- El uso de extractores con llave de paso elimina la necesidad de cualquier destilación adicional después de la extracción
- Condensadores con boquillas de tubo atornilladas



Code	Description	Packaging
LLG09843777	Compact system KEX 30for 30 ml Soxhlet	1 pz.
LLG09843778	Compact system KEX 100for 100 ml Soxhle	1 pz.
LLG09843779	Compact system KEX 250 Ffor 250 ml Soxh	1 pz.
LLG09843786	Compact system KEX 100 Ffor 100 ml Soxh	1 pz.
LLG09843835	Compact system KEX 70for 70 ml Soxhlet-	1 pz.
LLG09843836	Compactsystem KEX 30 Ffor 30 ml Soxhlet	1 pz.
LLG09843837	Compact system KEX 70 Ffor 70 ml Soxhle	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

