

**Sistemas compactos de extracción completos, con calefacción****Behr****Sistemas compactos de extracción completos, con calefacción**

Sistemas de extracción completos y compactos con soporte, módulo de calentamiento, montaje, mangueras y material de vidrio (matraz de reacción de fondo redondo, extractor, condensador Dimroth para la extracción). Regulación de calefacción infinitamente variable.

- Práctico soporte para sujetar los condensadores de forma segura entre extracciones.
- Tamaños de extractores de 30 ml a 5000 ml
- El uso de extractores con llave de paso elimina la necesidad de cualquier destilación adicional después de la extracción
- Condensadores con boquillas de tubo atornilladas



Code	Description	Packaging
LLG09843777	Compact system KEX 30for 30 ml Soxhlet	1 pz.
LLG09843778	Compact system KEX 100for 100 ml Soxhle	1 pz.
LLG09843779	Compact system KEX 250 Ffor 250 ml Soxh	1 pz.
LLG09843786	Compact system KEX 100 Ffor 100 ml Soxh	1 pz.
LLG09843835	Compact system KEX 70for 70 ml Soxhlet-	1 pz.
LLG09843836	Compactsystem KEX 30 Ffor 30 ml Soxhlet	1 pz.
LLG09843837	Compact system KEX 70 Ffor 70 ml Soxhle	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

