

**Dispensador para botellas, ceramus[®] classic****Hirschmann****Dispensador para botellas, ceramus[®] classic**

Con émbolo de cerámica. Dispensador para botellas de alta precisión, con graduaciones fijas para la dispensación reproducible de líquidos. Declaración de conformidad según DIN 12600.

Con pistones patentados de aluminio-cerámica de alta pureza y cilindros de vidrio DURAN[®] altamente pulidos, que garantizan una durabilidad y precisión continuas.

- sin abrasión de la superficie
- no se pegan debido a la hinchazón del plástico
- no hay problemas de expansión térmica

El mecanismo de ajuste de trinquete evita el ajuste accidental del volumen establecido. Cuando no se utiliza, los pistones pueden bloquearse y los tubos de suministro pueden taparse para evitar la pérdida de reactivo. Los cilindros de vidrio están encapsulados en plástico para mayor seguridad y tienen una ventana para ver el contenido. Se pueden esterilizar en autoclave hasta máx. 121°C/2 bar.

- Las válvulas de entrada y salida son fácilmente reemplazables
- El surtidor de salida totalmente apoyado previene el "lanzamiento lateral" del reactivo
- Tubo de succión de entrada, fijado con rosca
- Se utilizan materiales de alta calidad (ECTFE, vidrio DURAN[®], FEP) en todas las partes.
- Las válvulas de descarga y los asientos de las válvulas son de cerámica de óxido de aluminio de alta pureza

Material de suministro: completo con rosca A 32 mm, 3 adaptadores de rosca (A 28, A 45, S 40), 1 tubo de succión con acoplamiento de rosca, 1 unidad de tubo de descarga, una llave inglesa para la válvula, con número de serie individual e Informe de Calibración Único.



Code	Description	Packaging
LLG09287831	Dispensers,without bottle,cap. 0.2-1 ml	1 pz.
LLG09287832	Dispensers,without bottle,cap. 0.4-2 ml	1 pz.
LLG09287833	Dispensers,without bottle,cap. 1-5 ml	1 pz.
LLG09287834	Dispensers,without bottle,cap. 2-10 ml	1 pz.
LLG09287835	Dispensers,without bottle,cap. 5-30 ml	1 pz.
LLG09287836	Dispensers,without bottle,cap. 10-60 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

