

**Garrafa, serie 350, HDPE****Kautex****Garrafa, serie 350, HDPE**

Producto de calidad alimentaria según el Reglamento (CE) N° 10/2011. Color natural con graduaciones impresas en azul (en L) y cierre de rosca. Con o sin conexión roscada en la base. Diámetro interior del cuello de 50 mm.

**Pedir la llave de paso por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09011009	Carboys,PE-HD,cap. 5 ltrs,with handle,w	1 pz.
LLG09011010	Carboys,PE-HD,cap. 10 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011025	Carboys,PE-HD,cap. 25 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011060	Carboys,PE-HD,cap. 60 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011069	Carboys,PE-HD,cap. 5 ltrs,with handle,w	1 pz.
LLG09011071	Carboys,PE-HD,cap. 10 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011072	Carboys,PE-HD,cap. 25 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011076	Carboys,PE-HD,cap. 60 ltrs,with handle,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

