

**Garrafa, serie 350, HDPE****Kautex****Garrafa, serie 350, HDPE**

Producto de calidad alimentaria según el Reglamento (CE) N° 10/2011. Color natural con graduaciones impresas en azul (en L) y cierre de rosca. Con o sin conexión roscada en la base. Diámetro interior del cuello de 50 mm.

Pedir la llave de paso por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09011009	Carboys,PE-HD,cap. 5 ltrs,with handle,w	1 pz.
LLG09011010	Carboys,PE-HD,cap. 10 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011025	Carboys,PE-HD,cap. 25 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011060	Carboys,PE-HD,cap. 60 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011069	Carboys,PE-HD,cap. 5 ltrs,with handle,w	1 pz.
LLG09011071	Carboys,PE-HD,cap. 10 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011072	Carboys,PE-HD,cap. 25 ltrs,with handle,	1 pz.
LLG09011076	Carboys,PE-HD,cap. 60 ltrs,with handle,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

