

**Butirómetro para leche en polvo Teichert con accesorios****Gerber****Butirómetro para leche en polvo Teichert con accesorios**

Método de pesada para 2,5 g leche en polvo, bulbo cerrado con etiqueta esmerilada, con tapón de caucho y clavo de vidrio.



Code	Description	Packaging
LLG09112569	"Milk powder butyrometer0-35%:0,5 ""Teic	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

