

**Butirómetro para leche en polvo Teichert con accesorios****Gerber****Butirómetro para leche en polvo Teichert con accesorios**

Método de pesada para 2,5 g leche en polvo, bulbo cerrado con etiqueta esmerilada, con tapón de caucho y clavo de vidrio.



Code	Description	Packaging
LLG09112569	"Milk powder butyrometer0-35%:0,5 ""Teic	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

