

**Cono de sedimentación, plástico, SAN****Kartell****Cono de sedimentación, plástico, SAN**

Tipo Imhoff. DIN 12672. SAN transparente (acrilonitrilo estireno). Con tapón de rosca para vaciar el contenido. Resistente a temperaturas hasta máx. 85°C.

Graduación, ml: Divisiones, ml


0 a 2 0,1

2 a 10 0,5

10 a 100 1,5

100 a 300 10

300 a 1000 50



Code	Description	Packaging
LLG09304280	Sedimentation cone,SAN,glass-cleargradu	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

