

**Frascos de Woulff, DURAN[®]****DURAN Group****Frascos de Woulff, DURAN[®]**

DIN 12480. Con tres bocas de esmerilado normalizado. Sin tubuladura de fondo.

Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizable en autoclave.

Resistente al vacío



Code	Description	Packaging
LLG09305319	Woulff bottles,DURAN®,cap. 500 mlneck 3	1 pz
LLG09305324	Woulff bottles,DURAN®,cap. 1000 mlneck	1 pz
LLG09305329	Woulff bottles,DURAN®,cap. 2000 mlneck	1 pz
LLG09305336	Woulff bottles,DURAN®,cap. 5000 mlneck	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

