

**Tubos Eppendorf® 5,0 ml, PP****Eppendorf SE****Tubos Eppendorf® 5,0 ml, PP**

- Manejo simple, práctico y ergonómico con una sola mano. Gran zona de etiquetado.
- Diseño de la tapa: Tapa abatible para una evaporación reducida de la muestra durante el almacenamiento y la incubación en un intervalo grande de temperaturas desde -86°C hasta 80°C
- Pureza certificada: Disponible en lotes de calidad Eppendorf certificada, estériles y con niveles de pureza Eppendorf Biopur®
- Seguridad máxima y estabilidad para la centrifugación de hasta 25 000 x g.
- Compatibles con accesorios para tubos cónicos de 15 ml, se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas.
- Disponibles en material Eppendorf LoBind® para una recuperación máxima de muestras valiosas

El Starter Pack incluye:

- 400 Eppendorf Tubes® 5,0 mL, PCR clean (grado de pureza certificado)
- 8 adaptadores universales para rotores con orificios para tubos cónicos de 15 ml
- 2 gradillas de tubos de 5,0 ml (16 espacios; blanco)
- Libres de ADN humano, libre de DNAsa y RNAsa, y de agentes inhibidores de la PCR
- Para las preparaciones de PCR o bien cualquier reacción donde la DNAsa o RNAsa pueda interferir con la reacción o el análisis

A partir de 80°C, utilizar por favor el abridor de tubos código 9.409 294.



Code	Description	Packaging
LLG09409277	Tubes Eppendorf ® 5,0 ml, PP, Tube Eppe	200 pz
LLG09409278	Tubes Eppendorf ® 5,0 ml, PP, Tube Eppe	200 pz
LLG09409288	Tubes Eppendorf ® 5,0 ml, PP, Tube E/50	50 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

