



Tenazas para bomba de agua

Tenazas para bomba de agua

De acero al cromo-vanadio. Forma D. Con escotadura y articulación extensible empotrada. Caras laterales de la articulación pulidas. Tenazas templadas por inducción. 6 posiciones.



Code	Description	Packaging
LLG09306115	Water pump pliers Belzer 2619LSFormat 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

