

**Bombas manuales Otal****Bürkle****Bombas manuales Otal**

Para bidones y recipientes de hasta 60 l. Tapones universales para bocas de 30 a 70 mm de diámetro.

PP: ácidos débiles, soluciones cáusticas y detergentes

PVDF: adecuado para ácidos y álcalis, blanqueo con cloro, no para ácidos fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas

Acero inoxidable: disolventes y líquidos de VbF Clase de riesgo AIII (no fácilmente inflamables)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09001112 | Hand pumps,OTAL,PP,diam. 12 mm14 ltrs/m | 1 pz.     |
| LLG09001115 | Hand pumps,OTAL,PP,diam. 15 mm20 ltrs/m | 1 pz.     |
| LLG09001118 | Hand pumps,OTAL,PP,diam. 18 mm26 ltrs/m | 1 pz.     |
| LLG09001135 | Hand pumps,OTAL,PVDF,diam. 16 mm20 ltrs | 1 pz.     |
| LLG09001137 | OTAL hand pump, 18 mm Østainless steel  | 1 pz.     |
| LLG09001138 | OTAL hand pump 12 mm dia.PP/PVC         | 1 pz.     |
| LLG09001210 | Miniature pump,OTAL,PP,diam. 10 mm4 ltr | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

