

**Bombas manuales Otal****Bürkle****Bombas manuales Otal**

Para bidones y recipientes de hasta 60 l. Tapones universales para bocas de 30 a 70 mm de diámetro.

PP: ácidos débiles, soluciones cáusticas y detergentes

PVDF: adecuado para ácidos y álcalis, blanqueo con cloro, no para ácidos fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas

Acero inoxidable: disolventes y líquidos de VbF Clase de riesgo AIII (no fácilmente inflamables)



Code	Description	Packaging
LLG09001112	Hand pumps,OTAL,PP,diam. 12 mm14 ltrs/m	1 pz.
LLG09001115	Hand pumps,OTAL,PP,diam. 15 mm20 ltrs/m	1 pz.
LLG09001118	Hand pumps,OTAL,PP,diam. 18 mm26 ltrs/m	1 pz.
LLG09001135	Hand pumps,OTAL,PVDF,diam. 16 mm20 ltrs	1 pz.
LLG09001137	OTAL hand pump, 18 mm Østainless steel	1 pz.
LLG09001138	OTAL hand pump 12 mm dia.PP/PVC	1 pz.
LLG09001210	Miniature pump,OTAL,PP,diam. 10 mm4 ltr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

