



Juego de mecánica fina

Juego de mecánica fina

Con trinquete de 1/4", 36 piezas. Suplementos de llave de vaso de 4-13 mm. Suplementos roscados con función de cuatro cantos para tornillos de ranura, tornillos de ranura o cabeza en cruz, tornillos TX (con perforación lateral) y tornillos de hexágono interior. 5 llaves de hexagono interior Gr. 1,25-1,5-2,0-2,5 y 3,0 mm



Code	Description	Packaging
LLG09306121	Mechanics set Proxxon 23080socket wrench	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

