

**Agitador de placas de microtitración Titramax 100/101****Heidolph****Agitador de placas de microtitración Titramax 100/101**

- Fije y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógico para una mezcla de suave a potente
- Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin supervisión

Modelos compactos y que ahorran espacio para 4 placas de microtitulación. El Titramax 100 con una órbita de agitación de 1,5 mm es ideal para una mezcla suave. El Titramax 101 con una órbita de agitación de 3 mm es especialmente adecuado para la mezcla de medios viscosos y sólidos.

Especificaciones**Carga máxima: 2 kg****Dimensiones de la plataforma (An x L): 220 x 220 mm****Dimensiones totales (An x L x Alt): 245 x 310 x 125 mm**

Code	Description	Packaging
LLG09839831	Microtiter plate shaker Titramax 100max	1 pz.
LLG09839832	Microtiter plate shaker Titramax 101max	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

