

**Agitador de placas de microtitración Titramax 100/101****Heidolph****Agitador de placas de microtitración Titramax 100/101**

-Fije y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógico para una mezcla de suave a potente

-Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin supervisión

Modelos compactos y que ahorran espacio para 4 placas de microtitulación. El Titramax 100 con una órbita de agitación de 1,5 mm es ideal para una mezcla suave. El Titramax 101 con una órbita de agitación de 3 mm es especialmente adecuado para la mezcla de medios viscosos y sólidos.

Especificaciones

Carga máxima: 2 kg

Dimensiones de la plataforma (An x L): 220 x 220 mm

Dimensiones totales (An x L x Alt): 245 x 310 x 125 mm



Code	Description	Packaging
LLG09839831	Microtiter plate shaker Titramax 100max	1 pz.
LLG09839832	Microtiter plate shaker Titramax 101max	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

