

**Medidor de temperatura testo 922****Testo****Medidor de temperatura testo 922**

Sin sonda. 2 canales de medición. **Con batería y protocolo de calibración.** Para °C, °F, K.
Función Hold e indicador de batería.

Sondas para medidor de temperatura testo 922:

- Sonda sumergible/de penetración hermética al agua
- Sonda de sumergible precisa y rápida, hermética al agua
- Sonda superficial de reacción rápida
- Sonda económica para la temperatura del aire

Margen de medición: -50 ... +1000°C

Sonda: Tipo K (NiCr-Ni)

Exactitud (± 1 dígito): -40 a +900°C $\pm 0,5$ °C, $\pm 0,3$ % del valor medido

margen de medición restante : $\pm 0,7$ °C, $\pm 0,5$ % del valor medido

Fuente de alimentación: 9V, 6F22





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

