

**Fascos de cultivo celular DURAN®TILT**DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)**Fascos de cultivo celular DURAN®TILT**

El sistema de botellas inteligente y reutilizable para la preparación de medios de cultivo celulares.

DURAN® TILT está perfectamente diseñado para que el trabajo en armarios de bioseguridad y campanas limpias sea más seguro y fácil. Las innovadoras características de los fascos DURAN® TILT lo cambian todo. El frasco TILT tiene dos posiciones: vertical para la esterilización o almacenamiento del filtro, e inclinado a 45° para el pipeteado.

- El diseño innovador permite una buena práctica aséptica y ergonómica.
- La boca GL 56 tiene una abertura 100 % más grande que la boca GL 45 estándar para facilitar el pipeteado.
- El tapón de rosca ergonómico GL 56 es fácil de abrir y cerrar. Hecho de un polímero no citotóxico.
- Frasco de vidrio resistente al vacío para la esterilización segura del medio filtrante.
- Forma que ahorra espacio para el almacenamiento en la nevera y los medios de calentamiento en un baño de agua
- La altura baja del frasco es práctica en el gabinete de bioseguridad.
- Indicadores de volumen inclinados para mayor comodidad
- Fabricados en vidrio DURAN® borosilicato 3.3 para su reutilización y reducción de los costes durante toda la vida útil.



**Pedir los accesorios por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG06270514	TILT media bottle 500ml, clear with d/1	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

