



## Anemómetro digital

### Anemómetro digital

Para la medición de la velocidad del viento (en m/s, km/h, mph, nudos, pies/min), velocidad máxima y media del viento, indicación de la temperatura (en °C o °F). Pantalla LCD retroiluminada. Apagado automático/manual. Útil para el control funcional de vitrinas de gases y armarios de seguridad.

Rango de velocidad del viento: 0,2 a 30 m/s

Resolución: 0,1 m/s

Precisión:  $\pm 5\%$

Rango de temperatura: -10 ... +45 °C (-14 ... +113 °F)

Fuente de alimentación: 3V CR2032 (incluida)



Code	Description	Packaging
LLG06264198	Anémomètre numérique, Type Anémomètre n	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

