



Anemómetro digital

Anemómetro digital

Para la medición de la velocidad del viento (en m/s, km/h, mph, nudos, pies/min), velocidad máxima y media del viento, indicación de la temperatura (en °C o °F). Pantalla LCD retroiluminada. Apagado automático/manual. Útil para el control funcional de vitrinas de gases y armarios de seguridad.

Rango de velocidad del viento: 0,2 a 30 m/s

Resolución: 0,1 m/s

Precisión: $\pm 5\%$

Rango de temperatura: -10 ... +45 °C (-14 ... +113 °F)

Fuente de alimentación: 3V CR2032 (incluida)



Code	Description	Packaging
LLG06264198	Anémomètre numérique, Type Anémomètre n	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

