

**Medidor de pH Seven2Go S2**

Mettler-Toledo Online

**Medidor de pH Seven2Go™ S2**

Modelo de rutina portátil para la medición del pH.

- Nueva e intuitiva estructura de menú con una rápida y fácil navegación T-Pad en 12 idiomas
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad de la Gestión Inteligente de Sensores (ISM®) reduce el riesgo de errores
- Calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento automático de tampón y compensación de temperatura
- 4 grupos de tampones predefinidos y 1 grupo de tampones definido por el usuario
- Registro de puntos finales automático, manual y dependiente del tiempo
- Almacenamiento en la memoria de datos para 200 puntos de datos
- Requerimientos de energía: 4 x 1.5V AA o 1.3V acumuladores de NiMH

**Material de suministro:**

**Medidor S2:** Instrumento, pinza de electrodos, instrucciones de uso, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad, pilas

**Kit S2 estándar:** Como el Medidor S2, pero también con el InLab Expert Pro-ISM-IP67, bolsitas de tampón para pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00

**Kit S2 de campo:** Como el kit S2 estándar, pero también con botellas para la calibración, estuche de transporte uGo™

**Kit S2 de alimentación:** Como el kit S2 de campo, pero con el InLab Solids Pro-IP67 en lugar del InLab Expert Pro-ISM-IP67

**Kit S2 Light:** Como el kit S2 estándar, pero con InLab Versatile Pro en lugar de InLab Expert Pro-ISM-IP67

**Especificaciones****pH**

**Rango de medición:**

**Resolución:**

**Precisión: -2 ... 20 pH**

**0,01 / 0,1**

**±0,01**



mV

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

Medición relativa de mV: -1999 ... 1999mV

1

±1

sí

Temperatura

Rango de medición:

Resolución:

Precisión: -5,0 ... 105,0 °C

0,1 °C

±0,5 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 222 x 70 x 35 mm

Code	Description	Packaging
LLG06265414	pH-mètre Seven2Go S2, Type S2-Meter	1 pz.
LLG06265415	pH-mètre Seven2Go S2, Type S2-Standard	1 pz
LLG06265416	pH-mètre Seven2Go S2, Type S2-Field ki	1 pz.
LLG06265417	pH-mètre Seven2Go S2, Type S2-Food kit	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06265418	pH-mètre Seven2Go S2, Type S2-Light ki	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

