



Accesorios para frascos de cultivo DURAN[®]TILT

Accesorios para frascos de cultivo DURAN[®]TILT

El DURAN[®] TILT Light Shield es una funda de silicona blanca extraíble que cubre el 94% de la superficie de la botella. La funda bloquea los daños causados por la luz ultravioleta, protege la superficie del vidrio de los daños y facilita una manipulación más segura.

Las etiquetas para botellas DURAN[®] GL 56 se pueden utilizar para la codificación individual de colores o para fijar el protector de luz a la botella.

Unidades de filtración al vacío DURAN[®] para el uso con la botella TILT (con adaptador) o con botellas de 45 mm. Fabricadas en una sala limpia de la clase 100.000 a partir de materiales no citotóxicos de la clase VI. Se suministran estériles.

El adaptador de filtro DURAN[®] GL 56 reutilizable permite el uso de la botella TILT con unidades de filtración estándar de 45 mm en la parte superior de la botella. Fabricado en PTFE inerte.

Las etiquetas autoadhesivas para tapones DURAN[®] TILT GL 56 pueden utilizarse para indicar claramente las botellas de material separadas para cada línea celular o tipo de material.



Code	Description	Packaging
LLG06270515	TILT Light Shield, white w.4 GL 56 bo/1	1 pz.
LLG06270516	Bottle tag GL 56 silicone, orange, p/20	20 pz.
LLG06270517	Bottle tags GL 56 silicone, yellow, /20	20 pz.
LLG06270518	Bottle tag GL 56 silicone, blue, pac/20	20 pz.
LLG06270519	Bottle tag GL 56 silicone, purple, p/20	20 pz.
LLG06270520	Thread adapter GL 45 white, PTFE, for/1	1 pz.
LLG06270521	TILT labels GL 56, self-adhesive for/60	60 pz.
LLG06270522	Screw-cap GL 56, PP, white, with fas/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

