

**Sistema de documentación en gel omniDOC**

El omniDOC ofrece documentación y análisis de gel de alto rendimiento a un coste relativamente bajo. Una cámara de alta resolución de 5 megapíxeles con transiluminador UV extraíble, y módulo opcional de epi-iluminación azul y mesa de luz blanca, hacen que el omniDOC sea adecuado para la obtención de imágenes de la mayoría de los geles fluorescentes y colorimétricos.

**Características de OMNIDOC:**

- Cámara preenfocada de 5 megapíxeles con exposición automática para imágenes en gel de alta resolución casi instantáneas; sensor CMOS para una mejor sensibilidad a la luz
- Objetivo de 6 mm, tamaño de apertura F1.2, con ajuste manual
- Rueda de filtro intercambiable de 4 posiciones con filtro de bromuro de etidio de 620 nm de serie; opciones de filtro de 520, 560, 580 nm y densidad neutra disponibles para aplicaciones runSAFE, SYBR stain y otras aplicaciones de fluorescencia
- Panel de visualización con filtro ámbar universal para la inspección del gel, que puede estar cubierto por un panel de resorte durante la documentación.
- LED blanco interno - ayuda a posicionar y enfocar el gel
- Transiluminador deslizable de 312 nm; utiliza una mesa de luz blanca enchufable opcional para geles coomassie, silver-stain y otros geles colorimétricos
- Gran superficie de filtración de 210 x 260 mm
- Montaje en sala oscura con construcción en ABS resistente a la corrosión
- El interruptor de seguridad evita la exposición accidental a los rayos UV al abrir el panel de la puerta frontal



**omniDOCSAFE:** omniDOC más LED azul Epi-iluminación y filtros de 520, 560, 580 nm y densidad neutra.

**omniDOCPROSAFE:** omniDOC más LED azul Epi-iluminación, filtros de 520, 560, 580 nm y densidad neutra y mesa de luz blanca.



Code	Description	Packaging
LLG06263221	Gel documentation system omniDoc, with	1 pz.
LLG06265278	Gel documentation system omniDoc, with	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

