

**Tapón con junta de sellado DURAN PURE Premium, GL 45, PFA**DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)**Tapón con junta de sellado DURAN PURE Premium, GL 45, PFA**

En consecuencia, el tapón con junta de sellado de DURAN es adecuado para su uso en las industrias farmacéuticas, químicas y alimentarias. Debido a la junta de sellado integrada, no se necesitan un sellado externo para proporcionar un cierre hermético de las botellas lo que lo convierte en el tapón ideal para el almacenamiento y transporte de productos sensibles.

- Hecho de PFA y disponible para todas las roscas GL 45
- Producido y envasado en condiciones de sala limpia clase 7
- Resistencia a la temperatura: de - 196 °C a + 260 °C
- Ideal para la esterilización por calor seco / despirogenación
- Alta resistencia química
- Cumple con la norma FDA 21 CFR Sección 177.1550 y USP clase VI
- Fácil de limpiar y esterilizar en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG04658450	Screw-cap PURE GL 45 with lip seal, f/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

